



**SILSAN**  
PROVEEDORES DE INSUMOS MÉDICOS

# FICHA TÉCNICA

## KIT REGULADOR DE OXÍGENO CON VASO Y CÁNULA



### ESPECIFICACIONES

Aplicación:	Para regular el caudal y la presión del oxígeno desde los cilindros de oxígeno.
Salida de flujo:	Entre 0-15 lpm. (0-10 lpm opcional).
Puerto de salida de oxígeno:	Diss / barb.
Presión de entrada:	<4000 psi /280 bar.
Manómetro:	0 - 4000 psi / 0~280 bar.
Presión de salida:	22-50 psi /2~3 bar.
Válvulas:	CGA-870.
Material:	Latón y aluminio.
Accesorios:	Vaso y cánula nasal.