



SILSAN
PROVEEDORES DE INSUMOS MÉDICOS

FICHA TÉCNICA

TENSIÓMETRO CONTEC 08C

CONTEC08C es un esfigmomanómetro electrónico de escritorio, con LCD de segmento.

Puede medir SpO₂ y NIBP con precisión y mostrar el resultado de la medición con fuente grande. El esfigmomanómetro electrónico puede almacenar los resultados de la medición de tres usuarios y hasta 99 elementos para cada usuario. Con función de revisión de datos de registro, fácil de usar. Se puede aplicar a la clínica, al centro físico y al cuidado diario de la salud de un miembro de la familia.



Características

- Medición de presión arterial completamente automática.
- Almacena los resultados de la medición de tres usuarios y hasta 99 elementos para cada usuario. Gratis para cambiar, fácil de usar.
- Muestra los datos de medición con una pantalla LCD digital de fuente grande. Los datos de NIBP son claros de un vistazo.
- Cuando hay factores que afectan la medida en el proceso de medición y el dispositivo no puede obtener el resultado de la medida, el dispositivo puede mostrar el mensaje de error correspondiente.
- Con las funciones de configuración de hora, medición de presión arterial, cambio de usuario y revisión de datos. El funcionamiento es sencillo.
- Con la función de almacenamiento de energía a corto plazo, al reemplazar la batería, la función de tiempo del reloj no puede verse afectada.
- Suministre dos tipos de unidades de medida NIBP: mmHg / kPa. Según el hábito de cambiar.
- Con función de medición de SpO₂ (con sonda de SpO₂ opcional).
- Con función de apagado automático. El dispositivo se apagará automáticamente cuando no se utilice durante un período prolongado (más de 5 minutos) o cuando el consumo de energía sea bajo.
- Comunícate con la PC, el software de la PC puede lograr la revisión de datos, medir los resultados del análisis, ver tendencias, imprimir informes y otras funciones.

ACCESORIOS

Pulsera para adulto

Sonda digital integradora de SpO2 (opcional)

Manual de usuario

Software (opcional)

Línea de datos USB (Opcional)

Adaptador de corriente (opcional)

Función de software

El software de PC se conecta al dispositivo mediante una interfaz USB

Puede descargar el resultado de la medida NIBP del dispositivo terminal

Puede mostrar gráficos de tendencias, histogramas, gráficos circulares, etc.

Puede editar cada pieza de datos NIBP y agregarle anotaciones.

Puede editar información básica, información de consejos médicos, instrucciones sobre el estado de NIBP, información actual sobre los medicamentos tomados, etc.

Admite vista previa de impresión, imprime el informe.