

TUBOS AL VACÍO ROJO



Caracteristicas:

- ·Tapa roja.
- ·Activador de coagulación.
- ·Capacidad de 6 mililitros.
- ·13 x 100 mililitros.
- ·Pack x 100 unidades.
- ·Se utiliza para las pruebas de bioquímica (glucosa, colesterol, triglicéridos), marcadores tumorales, hormonas o anticuerpos (el virus del SIDA).

Especificaciones:

- ·Velocidad de centrifugación: 1500 2200 RCF (g).
- ·Tiempo de centrifugación: 10 minutos.