



SILSAN
PROVEEDORES DE INSUMOS MÉDICOS

**FICHA
TÉCNICA**

TUBOS AL VACÍO AMARILLO



Características:

- Tapa amarilla.
- Activador de gel y coágulos: El activador de coágulos rociado en la pared interna del tubo puede acelerar la coagulación. Las partículas en la película blanca o marrón sobre la superficie interior activan la coagulación cuando los tubos se mezclan 5-8 veces por inversión. El tubo contiene una barrera de gel polímero en el fondo del tubo. La densidad de este material hace que se desplace hacia arriba durante la centrifugación a la Interfaz suero-coágulo, donde forma una barrera que separa el suero del coágulo. El suero se puede aspirar directamente del tubo de recogida, eliminando la necesidad de transferir a otro recipiente
- Capacidad de 5 ml.
- Pet Tube.
- 13 x 100 mm.
- Pack x100 unidades.

Especificaciones:

- Velocidad de centrifugación: 1800 – 2200 RCF (g).
- Tiempo de centrifugación: 10 minutos.